

CritiCool®

Sistema servocontrolado de regulación térmica.

CritiCool es un sistema de regulación no invasivo indicado para mantener la temperatura corporal según lo preestablecido por el médico. Ha sido diseñado para ser usado en pacientes de todas las edades, principalmente en las áreas de cuidados intensivos, trauma y emergencias.

CritiCool proporciona información constante sobre la temperatura del paciente a través de dos sensores: uno central y otro superficial. Utilizando esas mediciones, realizadas cada 133 milisegundos, el algoritmo patentado de CritiCool mantiene la temperatura del paciente en el valor deseado durante todo el tratamiento.

Rápido, simple, preciso.

- Pantalla táctil de fácil configuración
- 3 modos de funcionamiento: manejo de temperatura objetivo, normotermia y recalentamiento controlado.
- Inicio de tratamiento efectivo en menos de 3 minutos
- Algoritmo único con una precisión de +/- 3 grados



CureWrap®

Cobertor cómodo y flexible

El cobertor CureWrap es de una sola pieza, se presenta en diferentes tamaños y es muy fácil de colocar.

Cubre de manera envolvente el 85% de cuerpo del paciente garantizando un tratamiento efectivo.

El material del cobertor es muy gentil con la piel del paciente es antialérgico y libre de latex.

Su sistema de fijación tipo velcro, permite su apertura y cierre las veces que sea necesario para el reposicionamiento y confort del paciente.



Interfaz fácil e intuitiva

Criticool cuenta con una pantalla color touch simple y sencilla de usar, con un moderno display grafico que refleja la temperatura central y de superficie medida.



CritiCool® MINI

Tratamiento de Hipotermia durante el traslado

En los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, donde el tiempo de inicio del tratamiento es un factor determinante. Criticool MINI es la solución ideal. Criticool mini es una versión liviana, compacta, con una autonomía de 60 minutos, lo que permite realizar hipotermia principalmente durante el traslado interhospitalario.



Característica	CRITICOOL	CRITICOOL MINI
Paciente Objetivo	Adulto · Pediátrico · Neonatal	Pediátrico · Neonatal
Curawraps Compatibles	Todos	2,5 a 7 kgs
Autonomía de la batería	-	1 hora
Capacidad del Tanque	6 lt	1,2 lt
Peso del equipo	34 kg	11 kg
Dimensiones	260 x 625 x 940 mm	384 x 323 x 216 mm



/medixmedicaldevices



Atención al cliente
ventas@medix.com.ar

Oficina Comercial
Echeverría 1515 Piso 2º D
(C1428DQS) C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina
+ 54 11 5559 2950

Planta industrial
Mermoz 1750
(B1618EWC) El Talar, Tigre
Buenos Aires, Argentina
+54 11 5295 2700