

Cuna de acrílico MEDIX CU-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuna de acrílico transparente, rectangular, construída de una sola pieza
- Porta tarjetas de identificación de paciente
- Sostén desarmable, construído con tubos de aluminio de alta resistencia con tratamiento superficial anti-oxidante
- Ajuste manual a posiciones Trendelenburg y Fowler $\pm 8^\circ$
- Dimensiones aproximadas:
Cesto: 70 x 36 x 23 cm
Totales: 77 x 41 x 87,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

CA-02	Colchón
NU-03	Ruedas con freno
NU-01/02	Cajonera frontal/lateral



MEDIX CU-1

www.medix.com.ar