

# F&P AIRVO™ 2

Administración de alto flujo nasal con Optiflow™



## F&P AIRVO 2

Humidificador con generador de flujo integrado para la administración de alto flujo nasal con Optiflow™

Les presentamos el F&P AIRVO 2, diseñado para proporcionar asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias con el mayor grado de comodidad y facilidad de uso.

El F&P AIRVO 2 se ha diseñado específicamente como una solución integrada para la administración de alto flujo nasal con Optiflow™. La tecnología de humidificación líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al AIRVO 2 suministrar con comodidad un alto flujo de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz nasal Optiflow™.



### 1. Interfaz nasal Optiflow™

- Cánulas suaves y flexibles
- Orificios grandes que reducen la inyección de gas
- Cánulas contorneadas con la forma de la nariz del paciente

### 2. Tubo respiratorio calentado

- Cables calefactores de espiral dobles y exclusivo sensor de temperatura integrado
- No se requieren sondas de temperatura ni adaptadores de cables calefactores externos

### 3. Diseñado para un ajuste, uso y limpieza sencillos

- Los gráficos de la pantalla facilitan la configuración y la solución de problemas

### 4. Configuración ajustable de flujo y temperatura

- Las tres opciones de temperatura (37, 34, 31 °C) favorecen la comodidad y el cumplimiento del paciente.
- El generador de flujo integrado proporciona un amplio intervalo de flujo (2-60 L/min) tanto a pacientes pediátricos como adultos; no requiere suministro de aire de pared

### 5. Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)

- El oxígeno también puede suministrarse mediante un dispositivo de pared o cilindro
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento o sustitución

### 6. Sistema integrado para la administración de alto flujo nasal con Optiflow™

- El F&P AIRVO 2, con su amplia gama de accesorios, ofrece versatilidad, movilidad y comodidad