

Kit de tubos de RT330 Optiflow

RT330 CIRCUITO, CÁMARA Y TUBULADURA DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Caudal máx (L/min)	0,5-25
Longitud de los tubos	1,75 m
Intervalo de temperatura ambiente °C	18-26 °C
Conexión	Conexión giratoria exclusiva a la cánula Optiflow (OPT31X)
Humidificador compatible	MR850
Modo de humidificador	Invasivo
Duración de uso	7 días
Tamaño de la caja	Caja de 10
Fuente de gas recomendada	Gas médico
Tubuladura de presión	Descarga de presión 40 cmH ₂ O

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

Materiales predominantes	Polietileno de alta densidad; polipropileno; PTFE
Materiales no presentes	No contiene goma natural, látex, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricación	Dispositivo no invasivo; fabricado en Europa Centro-Occidental
Compatible con	Familia OPT31X
Destrucción	Incineración o según el protocolo del hospital

INFORMACIÓN REGULATORIA

Clasificación	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, USA-II
País de origen	Nueva Zelanda
Uso previsto	Para un único paciente; máximo 7 días
Entidad notificada de la UE	Servicio de producto TÜV SÜD GmbH CE0123

