

## H-SteriScope BRONCOSCOPIO DE ÚNICO USO

### SIMPLE. SEGURO E INTELIGENTE

H-SteriScope broncoscopio de único uso, elimina el riesgo de contaminación cruzada, garantizando la seguridad de los pacientes.

### ANGULACIÓN Y ROTACIÓN

Los rangos de angulación hacia arriba y hacia debajo de  $210^\circ$  soportan una inserción más suave en el lóbulo del bronquio. El tubo de inserción se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha hasta  $90^\circ$  mejorando el control del operador.

### FUNCIÓN DE DOBLADO PASIVO

Cuando el endoscopio se encuentra con resistencia, la presión se redistribuye para doblarse automáticamente, disminuyendo potencialmente la incomodidad del paciente y acelerando la inserción en el pulmón.



Rotación de  $90^\circ$



Angulación de  $210^\circ$



Doblado Pasivo

Cuidamos lo más importante.

**medix**  
MEDICAL DEVICES

## MODELOS DE H-SteriScope

Zero



ID: -  
OD:2.2mm

Slim



ID:1.2mm  
OD:3.2mm

Normal



ID:2.2mm  
OD:4.9mm

Large



ID:2.8mm  
OD:5.8mm

Extra



ID:3.2mm  
OD:6.2mm

## Vathin® I Digital Video Monitor

Monitor Touch screen con pantalla de alta resolución de 12.1".

Graba videos (MP4) y fotografías (PNG).

Memoria de 64 Gb.

Salida de video HDMI y USB.

Batería interna con autonomía de 6 hs.



/medixmedicaldevices



Atención al cliente  
ventas@medix.com.ar

Oficina Comercial  
Echeverría 1515 Piso 2° D  
(C1428DQS) C.A.B.A.  
Buenos Aires, Argentina  
+ 54 11 5559 2950

Planta industrial  
Mermoz 1750  
(B1618EWC) El Talar, Tigre  
Buenos Aires, Argentina  
+54 11 5295 2700