



Gafas de Fototerapia




Excepcional protección de ojos para la fototerapia neonatal

BLOQUEA LA LUZ DAÑINA PARA LOS OJOS DEL BEBÉ

- Proporciona la mejor protección de la luz de la fototerapia¹
- Una almohadilla para los ojos de un material especial bloquea la luz hacia los ojos, mientras la banda de la cabeza permite que la luz de la fototerapia alcance la cabeza del bebé

PROPORCIONA UN AJUSTE PERFECTO

- Se mantiene seguro en su lugar con su diseño exclusivo en forma de Y
- Se ajusta a cualquier cabeza con sus lengüetas de fácil uso



*Las principales marcas analizadas.

SEGURO Y CÓMODO

- El material patentado y libre de látex minimiza el riesgo de piel irritada
- Suave y cómodo en la cabeza y la carita del bebé

DISPONIBLE EN 3 TALLAS:

TALLA	CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA	P/N	CONTIENE
Normal	30 – 38 cm	900642	20 xcaja
Prematuro	24 – 33 cm	900643	20 xcaja
Micro	20 – 28 cm	900644	20 xcaja

¹REFERENCIAS ARCHIVADAS EN NATUS.



Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South • Seattle, WA 98108 USA
1-800-303-0306 • www.natus.com



P/N 051776F

Los tests de transmisión de luz demuestran que el protector de ojos Biliband® bloquea más luz que otras principales marcas de gafas de fototerapia¹